



Cateter Midline Bioflo com Tecnologia Endexo

**A PRIMEIRA
ESCOLHA**

PARA PREVENÇÃO
DA TROMBOSE



Hemo.Cat


Redução comprovada do acúmulo de trombos, in vitro[†]

O cateter Midline BioFlo é o primeiro e único cateter com tecnologia Endexo, que fornece um material mais resistente ao acúmulo de componentes da coagulação sanguínea (fibrina, trombos) quando comparado com cateter comumente usados.

O Midline BioFlo é um acesso venoso de linha média indicado para terapia de até 30 dias e coleta de sangue.

É um cateter com medida padrão de 20 cm, que oferece uma maior resistência ao acúmulo de componentes sanguíneos. A tecnologia Endexo está presente em todo corpo do cateter, incluindo a superfície intraluminal, extraluminal e de corte.


- Não é necessária a confirmação por raio-X após sua inserção
- Possui marca registrada no corpo do cateter para auxiliar na identificação



Cateter Midline Bioflo - disponível em Mono e Duplo Lúmen

Visivelmente marcado como cateter Midline para auxiliar na identificação

Reverse Taper projetado para minimizar a perda de sangue no local de inserção



Injeções de alta pressão

Recursos avançados, como o lúmen otimizado, permitem a infusão em alta pressão através do Midline BioFlo, com fluxo necessário para tomografias computadorizadas (TCs) com contraste, sendo compatíveis com injetores de TC de até 325psi

Velocidades máximas de fluxo para injeções de alta pressão

Tamanho (Fr)	Diâmetros internos	Velocidade de fluxo
3F	Mono	2 ml/seg
4F	Mono	6 ml/seg
5F	Mono	6 ml/seg
5F	Duplo	6 ml/seg



Nota-se a diferença na imagem abaixo, quando comparamos o cateter Midline Bioflo com tecnologia Endexo X Produto concorrente.

Cateter Midline BioFlo com tecnologia Endexo



Produto Concorrente

94%
MENOR ACÚMULO
DE TROMBOS

EM COMPARAÇÃO COM
CATETERES COMUMENTE
USADOS*

COMPATÍVEL
COM ATÉ
325 PS

INJETORES
PARA TC

Cateter Midline Bioflo (20cm) - Informações de Pedido

Descrição do Kit : Kit MST-45 c/mandril e 1 fio-guia em nitinol

3F	Mono Lúmen	N46-091B	ANVISA 80208360063
4F	Mono Lúmen	N46-012B	ANVISA 80208360063
5F	Mono Lúmen	N46-013B	ANVISA 80208360063
5F	Duplo Lúmen	N46-014B	ANVISA 80208360062

† A redução do acúmulo de trombos (com base na contagem de plaquetas) é corroborada por testes agudos in vitro. Avaliações pré-clínicas in vitro não são necessariamente capazes de prever o desempenho clínico com relação à formação de trombos.

‡ Baseado em testes de bancada realizados em até duas horas com sangue bovino, que podem não ser indicativos dos resultados clínicos.

HemoCat

♥ Colocamos nosso coração
em tudo o que fazemos.

Hemocat Matriz

Rua Ewerton Visco, 324,
12° Andar, Caminho das Árvores,
Salvador- BA - Brasil. CEP 41.820-022
Tel: 71 3341-4775

Hemocat - Sudeste

Rua do Paraíso, 441 – Paraíso,
São Paulo - SP - Brasil,
CEP: 04.103-000
Tel: 11 3884-7812