

Microesferas Embozene®

Microesferas calibradas com precisão

Calibração precisa

As microesferas Embozene estão disponíveis em 10 tamanhos uniformes de 40 µm a 1300 µm

- ≥95% de todas as microesferas Embozene estão dentro dos limites calibrados, resultando numa maior confiança na realização de procedimentos de embolização super-seletiva direcionada
- Compressíveis e Robustas para facilitar a passagem pelo cateter
- As microesferas Embozene permitem uma forte correlação entre a dimensão da microesfera e o diâmetro da oclusão do vaso
- Microesferas de hidrogel altamente biocompatível revestidas com Polyzene®-F

Melhor visualização


As microesferas Embozene possuem um código de cor de identificação por tamanho para melhor visualização

- Ajuda na confirmação do tamanho e na facilidade de utilização
- Reduz a possibilidade de erro quando são utilizados diversos tamanhos durante um procedimento

Indicações

As microesferas Embozene™ são indicadas para utilização na embolização de:

- Tumores hipervasculares
- Malformações arteriovenosas
- Miomas uterinos
- Carcinoma hepatocelular
- Hiperplasia prostática benigna (BPH)
- Tumores na cabeça, pescoço, torso e sistema esquelético
- Hemorragia e trauma
- Redução de hemorragia pré-operatória que não no sistema nervoso central
- **Este dispositivo não se destina a utilização neurovascular**



Size (Tamanho)	Intervalo de tamanhos	Color (Cor)	UPN (1 ml)	UPN (2 ml)
40 µm	40 ± 10 µm	Preta	01-0301-00401-07	01-0301-00402-07
75 µm	75 ± 15 µm	Bordô	01-0301-00751-07	01-0301-00752-07
100 µm	100 ± 25 µm	Laranja	01-0301-01001-07	01-0301-01002-07
250 µm	250 ± 50 µm	Amarela	01-0301-02501-07	01-0301-02502-07
400 µm	400 ± 50 µm	Azul	01-0301-04001-07	01-0301-04002-07
500 µm	530 ± 50 µm	Vermelha	01-0301-05001-07	01-0301-05002-07
700 µm	700 ± 50 µm	Verde	01-0301-07001-07	01-0301-07002-07
900 µm	900 ± 75 µm	Roxa	01-0301-09001-07	01-0301-09002-07
1100 µm	1100 ± 75 µm	Cinza	01-0301-11001-07	01-0301-11002-07
1300 µm	1300 ± 75 µm	Rosa	01-0301-13001-07	01-0301-13002-07

As microesferas Embozene são comercializadas em seringas únicas de 1 ml ou 2 ml de produto e têm uma validade de 3 anos a partir da data de fabricação

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: as microesferas Embozene são indicadas para embolização das seguintes condições: tumores hipervasculares, malformações arteriovenosas, miomas uterinos (UFE), carcinoma Hepatocelular (CHC), hiperplasia prostática benigna (HPB), tumores da cabeça, pescoço, tronco e sistema esquelético, hemorragia, trauma e redução pré-operatória de hemorragia que não no sistema nervoso central. Este produto não se destina a utilização neurovascular.

DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA: a embolização vascular é um procedimento com risco inerente. O procedimento deve ser realizado por médicos especializados experientes em procedimentos de embolização vascular. Os riscos incluem, mas não se limitam a, exposição à radiação da fluoroscopia utilizada para visualizar os vasos sanguíneos durante a embolização, reações alérgicas, lesões aos tecidos, complicações relacionadas ao cateterismo (por exemplo, hematoma no local de entrada, estranho (por exemplo, dor, erupção cutânea, febre, inflamação), hemorragia, desenvolvimento de vias vasculares alternativas, recanalização com sistema de racidiva, formação de coágulos na ponta do cateter e posterior desalojamento, vasoespasmos, trauma de vasos (por exemplo, dissecação, perfuração, ruptura), reações a corpo infeção, acidente vascular cerebral isquêmico, perturbações neurológicas, síndrome pós-embolização, trombose de vaso não-alvo e morte. Para mais informações, visite www.varian.com/safety.

CUIDADO: A legislação restringe a venda destas suspensões a um médico ou mediante solicitação do mesmo. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de utilização podem ser encontradas no rótulo do produto fornecida com cada produto.

As informações aqui contidas destinam-se apenas à distribuição fora dos EUA.



☎ **HEMOCAT SÃO PAULO**
11 3884 7815

☎ **HEMOCAT SALVADOR**
71 3341 4775

✉ contato@grupohemocat.com.br

🌐 grupohemocat.com.br

📱 [@hemocatoficial](https://www.instagram.com/hemocatoficial)

varian.com/is

EUA,
Sede

Varian Medical Systems
Palo Alto, CA
Tel: 650.424.5700
800.544.4636

USA, Varian's
Interventional Solutions
Business Headquarters

Varian Medical Systems
Austin, TX
Tel: 877.467.2009

vis.support@varian.com

Fabricante
legal

Corporation
Marlborough, MA 01752
USA

REP UE

Ballybrit
Park Galway
IRELAND

Representante
autorizado na UE

Business

Distribuído por:

Hemocat Comércio e Importação LTDA
Rua Ewerton Visco, 324, 12º Andar, Caminho das Árvores
Salvador - BA - Brasil - CEP 41.820-022
Telefone +55 71 3341-4775
www.hemocat.com.br

Nem todas as funcionalidades ou produtos estão disponíveis em todos os mercados e estão sujeitos a alterações.

© 2020 Varian Medical Systems, Inc. Varian, Varian Medical Systems e Embozene são marcas comerciais registradas da Varian Medical Systems, Inc.