



Soluções em Terapia Infusional

Cobertura Estéril Para Ultrassom



CoverCath®

Kit de Cobertura Estéril para Ultrassom

O CoverCath foi projetado para oferecer proteção, reduzir o risco de infecção e aumentar a segurança na manutenção do campo estéril durante os procedimentos de punção com ultrassom.

O uso do ultrassom durante a punção fornece uma avaliação precisa, melhora a seleção das veias, reduz as tentativas de acesso e complicações, e garante uma inserção bem sucedida.^{1,2}

Indicações: Procedimentos diversos com ultrassom(US) estéril, implantação de cateteres centrais, cateteres de diálise, cateteres PICC e cateteres periféricos orientados por US.

✓ **COBERTURA UNIVERSAL**

✓ **TOTALMENTE ESTÉRIL**

✓ **EFETIVAMENTE SEGURA**

✓ **LÁTEX FREE**

COBERTURA

Cobre o transdutor e toda a sua extensão, garantindo um procedimento seguro. 2 modelos disponíveis, simples e com adesivo, acompanha 2 elásticos e 2 fitas que são úteis para prender a cobertura evitando a contaminação do procedimento.



GUIAS

Possibilita aos profissionais uma ampla gama de ângulos para inserção da agulha com precisão e especialmente para perfurações superficiais, garantindo sucesso na primeira punção.⁴ Descartável, compatíveis com transdutores da GE, Fujifilm, Mindray e BD***. Diversos tamanhos diferenciados por cores (20/21G) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5.



GEL ESTÉRIL

Permite a transmissão com qualidade da imagem do ultrassom, completamente aquoso, solúvel em água, não mancha e não danifica transdutores. Bacteriostático, não sensibilizante e não irritante. Usado e recomendado pelos principais fabricantes de equipamentos médicos de ultrassom em todo mundo.³



Torne o seu transdutor compatível com os nossos dispositivos.

Modelos	Gel Estéril	Cobertura com elásticos	Cobertura com elásticos e adesivo	Guias	Referência
CoverCath Simples					200.200.003
CoverCath c/ Adesivo					200.200.002
CoverCath c/ Guias 1					200.110.001
CoverCath c/ Guias 2					200.110.002


* Conjunto de guia 0,5; 1,5; 2,5; 3,5

** Conjunto de guia 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

Anvisa: 81626440001

Acessórios	Modelos	Referência
Abraçadeira Sonosite	HFL38, HFL38x, L38, L38e e L38x	100.110.006
Abraçadeira GE	11L, 11L-D, 12L-R5, 12L-SC, L4-12t-R5, L6-12-R5	100.110.008
Abraçadeira Mindray	75L38EA	100.110.005
Abraçadeira Mindray	75L53EA	100.110.009

Fabricado por



- 1-Gorski L, Hadaway L, Hagle M, Mcgoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy: standards of practice. J Infus Nurs. 2016;39(Suppl 1):S1-S159.
- 2- Moore CL. Ultrasound first, second, and last for vascular access. J Ultrasound Med. 2014;33(7):1135-42.
- 3- Oleszkowicz SC, Chittick P, Russo V, Keller P, Sims M, Band J. Infections associated with use of ultrasound transmission gels proposed guidelines to minimize risk. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;33:1235-7.
- 4- Mehta N, Valesky WW, Guy A, Sinert R. Systematic review: is real-time ultrasonic-guided central line placement by ED physicians more successful than the traditional landmark approach? Emerg Med J. 2013;30:355-9