



CONHEÇA O NEUROS

O único oxímetro cerebral com oxigenação regional e volume sanguíneo.

Excelência e proteção na monitorização de parâmetros vitais para proteção cerebral dos pacientes

PRINCIPAIS APLICAÇÕES CLÍNICAS



Gastroplastia
- Bariátrica.



Hipóxia cerebral e tecidual
- Monitorar a saturação de oxigênio cerebral e tecidual e o fluxo sanguíneo



Plástica
- Abdominoplastia
- Lipoaspiração
- Mamoplastia



Cirurgia de posição de cadeira de praia
- Cirurgia Ortopédica do Ombro



Ginecológica
- Endometriose



Cirurgia Cardíaca e Vascular
- Bypass de artéria coronária, parada circulatória hipotérmica profunda, endarterectomia carotídea e síndrome de hiperperfusão.



ECMO
- Orientação para melhorar a perfusão cerebral e tecidual.

Sensores reutilizáveis com qualidade de sinal superior e custo reduzido em comparação aos sensores tradicionais de uso único



DIMENSÕES: CYBERM ED M12: 32 CM X 19,6CM X 3,60" (L,W,D)

PESO: CYBERMED M12: 1,65 KG

AMBIENTE: TEM PERA TU RA AMBIENTE: 0 °C~40°C (OPERACIONAL)

CERTIFICADO: CUUIEC60601-I 3.1 EDITION, EN60601-I-2 4TH EDITION, FCC CLASS B, CE, ES 7.1, IP65

MS: 81626440032