

ULTRA DRAPE™

**Película Protetora para
Punção Venosa Periférica
Guiada por Ultrassom**



Conheça o UltraDrape®

Com barreira estéril de dupla ação e design exclusivo, o Ultradrape foi projetado para garantir a segurança durante os procedimentos de punção venosa periférica guiada por ultrassom (US).

Um curativo único com barreira de segurança...

- ✓ Procedimento de forma asséptica "no-touch"
- ✓ Econômico
- ✓ Dupla ação
- ✓ Elimina procedimentos de limpeza secundária
- ✓ Estéril
- ✓ Látex free



O uso do ultrassom em **punções venosas periféricas**, demonstrou melhores taxas de sucesso na inserção, redução no número de punções em estruturas adjacentes como artérias, nervos e músculos e diminuiu o tempo necessário para obter acesso intravenoso periférico.¹



A primeira barreira de proteção e segurança exclusiva para acessos venosos periféricos orientados por ultrassom (UGSPIV)



Inovação em curativos Simplificando a USGPV*

- ✓ Tiras adesivas na parte inicial do adesivo fornecem segurança adicional para o tubo e hub do cateter;
- ✓ Camada de filme removível para aplicação do gel e transparente para visualização da veia e do óstio de inserção;
- ✓ O design bifurcado impede que o gel atinja o local de inserção e mantém a fixação contínua do cateter.

UltraDrape

Película Protetora para Punção Venosa Periférica Guiada por Ultrassom

ANVISA: 81626440027

Referência

200.200.023

Características

Película estéril 14.72cm x 8.25cm
Caixa com 50 películas

*Termo em inglês para punção venosa periférica guiada por ultrassom.

Fabricado por

